

Desinet-oxy

Folyékony fertőtlenítő koncentrátum aktív oxigén alapú hatóanyaggal

- ▶ Különösen széles hatékonysági spektrum baktériumok, élesztőgombák, betokosodott és nem betokosodott vírusok továbbá baktériumspórák és tuberkulózis kórokozói ellen
- ▶ Magas felhasználóbarátság
- ▶ Semleges illatú
- ▶ Nincsenek mérgező maradványok
- ▶ Kiváló anyagkompatibilitás (beleértve az érzékeny műanyagokat, mint akrilüveg)
- ▶ Hatékony tisztító hatás, különösen zsírlerakódásokkal szemben
- ▶ Csúszásmentes felületet hagy maga után



Felhasználási terület

Vízálló padló-, fal-, mennyezet és mozgatható berendezési felületek fertőtlenítésére higiéniai szempontból fontos területeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Nem alkalmas fémek, mint pl. sárgaréz, réz és nem korrózióálló acél fertőtlenítésére. Alumínium felületen történő alkalmazás esetén az első felhasználás előtt tesztelni kell egy nem feltűnő részen. Csak optikailag tiszta felületeken használható.

A felhasználásra kész oldat elkészítése:

Az oldat mindig hideg vízzel készíthető! Adagolás a táblázat szerint.

Felületi fertőtlenítés:

A teljes felületet tisztítóoldattal benedvevesítjük és tisztítótextiliával vagy tisztítógéppel szétdolgozzuk. A Clean@oxy-val kombinálva optimális eredmény érhető el.

A takarítótextiliák előkészítése:

A termék felhasználása előtt a tisztítótextiliákat a ProMop mosási folyamatban használatra készen előkészítik, és felhasználásig dobozokban tárolják.

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a hatódó után alaposan ivóvízzel le kell öblíteni.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Szellőzősapkával ellátott termék – kizárólag függőleges helyzetben tárolható. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt mindig olvassák el a címkét és a termékleírást.

HU: OTH: NNGYK/17938/2026, PT02, PT04

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Biocidek.

pH-érték (koncentrátum): kb. 2

Hatóanyagok 100 g-ban:

20,0 g Kálium-peroxi-monoszulfát (CAS: 70693-62-8).

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j3515sx30	8 x 250 ml flakonok + 8 x 25 ml adagolótasak Clean@oxy (kartonban)	
j3515kn	5 L kanna (kartonban)	102
j3515kp	10 L kanna (kartonban)	45
j351572	200 L hordó	2

Desinet-oxy

Folyékony fertőtlenítő koncentrátum aktív oxigén alapú hatóanyaggal

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. EUH208 dikálium-peroxodiszulfát; kálium-persulfát-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tartalmaz: Potassium Monopersulfate (INCI)

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben, ipari és intézményi területen (Clean@oxy-val)

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás Desinet-oxy	Adagolás Clean@oxy	Behatási idő
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc
EN 14476 / EN 16777	virucid				15 perc
EN 17126 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	sporocid (C. difficile)	alacsony	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc
EN 14348	myko-baktericid	alacsony	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 perc
			6 % 600 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 perc
			3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az élelmiszeripari területen (Clean@oxy-val)

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás Desinet-oxy	Adagolás Clean@oxy	Behatási idő
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc
EN 14476 / EN 16777	virucid				15 perc
EN 14348	myko-baktericid	alacsony	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 perc
			6 % 600 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 perc
			3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 perc

Desinet-oxy

Folyékony fertőtlenítő koncentrátum aktív oxigén alapú hatóanyaggal

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás Desinet-oxy	Adagolás Clean@oxy	Behatási idő
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	norovírusok	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	1 perc
	Adeno vírusok				5 perc
	Poliovírus				15 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	norovírusok	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	15 perc
	Adeno vírusok				15 perc

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben, ipari és intézményi területen (Clean@oxy nélkül)

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás Desinet-oxy	Behatási idő
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	60 perc
			3 % 300 ml/10 L	30 perc
EN 14476 / EN 16777	virucid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	15 perc
EN 17126 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	sporocid (C. difficile)	alacsony	6 % 600 ml/10 L	30 perc
EN 14348	myko-baktericid	alacsony	6 % 600 ml/10 L	60 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	60 perc
			3 % 300 ml/10 L	30 perc

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az élelmiszeripari területen (Clean@oxy nélkül)

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás Desinet-oxy	Behatási idő
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	60 perc
			3 % 300 ml/10 L	30 perc
EN 14476 / EN 16777	virucid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	15 perc
EN 14348	myko-baktericid	alacsony	6 % 600 ml/10 L	60 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	alacsony	1,5 % 150 ml/10 L	60 perc
			3 % 300 ml/10 L	30 perc