

Desgomin

Folyékony, aldehyd- és kvaternermentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

- ▶ EN és IHO által bevizsgált tisztító- és fertőtlenítőszer felületfertőtlenítéshez
- ▶ Aldehyd-, fenol- és szervesfémmentes
- ▶ A termék a felhasználás során alaposan tisztít, semleges illatú
- ▶ Hatékony grampozitív és gramnegatív baktériumok (beleértve szalmonella és listéria), élesztőgombák és betokosodott vírusok (bizonyos vírusos fertőzések beleértve HIV, HBV, HCV) ellen
- ▶ Hatékony SARS-CoV-2 ellen (EN 14476)
- ▶ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▶ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Víz- és lúgálló padló, fal- és mozgatható berendezési felületek tisztítására és fertőtlenítésére higiéniai szempontból fontos területeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

A felhasználásra kész oldat elkészítése:

Az oldat mindig hideg vízzel készítenendő! Adagolás a táblázat szerint. Az 500-ml-es habzóráflakont az erre megfelelő KIEHL-adagolórendszerrel (pl. DosiStation, DosiJet) feltöltünk. 5 L kanna estén, az arra alkalmas Kiehl-adagolórendszert (pl. DosiStation, Arcantec, DosiJet) alkalmazzuk. A felhasználási területnek megfelelően habképző vagy szórófejet alkalmazunk.

Fertőtlenítő tisztítás:

A teljes felületet tisztítóoldattal benedvevesszük és tisztítótextiliával vagy tisztítógéppel szétdolgozzuk. Anyagszükséglet: 0,1 ml/m².

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a hatódó után alaposan ivóvízzel le kell öblíteni.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt mindig olvassák el a címkét és a termékleírást.
HU: OTH 32738-5/2021/JIF, PT 02, PT 04

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, komplexképzők, biocidok.
pH-érték (koncentrátum): kb. 10

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 10

Hatóanyagok 100 g-ban:

6,7 g N-(3-aminopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9).

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j350602	6 x 1 L adagoló flakonok (kartonban)	84
j350605	2 x 5 L kannák (kartonban)	56

Desgomin

Folyékony, aldehyd- és kvaternermentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, GHS09, Veszély. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalmat/tartályt egy alkalmas újrahasznosításhoz vagy hulladék-feldolgozó berendezésbe kell juttatni. Tartalmaz: Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	magas	5 %	500 ml/10 L	5 perc
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid / levurocid				
EN 16777 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*				

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az ipari, intézményi és élelmiszeripari területen

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	magas	2 % 1,5 %	200 ml/10 L 150 ml/10 L	15 perc 30 perc
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*				

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
ipari, intézményi és élelmiszeripari terület					
EN 1276 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	1 %	100 ml/10 L	5 perc
EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	15 perc
orvosi terület					
EN 13727 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	1 % 0,25 %	100 ml/10 L 25 ml/10 L	5 perc 60 perc
EN 13624 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	1 % 0,25 %	100 ml/10 L 25 ml/10 L	5 perc 60 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de

Desgomin

Folyékony, aldehyd- és kvaternermentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
virucid					
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*	magas	3 % 2 % 1,5 %	300 ml/10 L 200 ml/10 L 150 ml/10 L	5 perc 15 perc 30 perc
EN 16777 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*	magas	2 %	200 ml/10 L	5 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de