

Desgoquat

Folyékony, aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

- ▶ Az EN és a VAH/IHO által bevizsgált felülettisztító- és fertőtlenítő koncentrátum
- ▶ Hatékony grampozitív és gramnegatív baktériumok (inkl. szalmonella és listéria), élesztőgombák, penész, nem betekosodott és betekosodott vírusok ellen (vírusölő hatású HIV, HBV, HCV, adeno- és poliovírusok)
- ▶ Hatékony SARS-CoV-2 ellen (EN 14476)
- ▶ Egészségügyben, élelmiszeripari- és uszodai területen alkalmazható
- ▶ Lúgos kémhatású
- ▶ eltávolítja a zsír, olaj és fehérje alapú szennyeződések
- ▶ Aldehyd-, fenol- és szervesfémmentes
- ▶ A termék a felhasználás során alaposan tisztít, semleges illatú
- ▶ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik



Felhasználási terület

Víz- és lúgálló padló, fal- és mozgatható berendezési felületek tisztítására és fertőtlenítésére higiéniai szempontból fontos területeken. Ne használja lúgra érzékeny vagy 1-komponensű bevonattal kezelt felületeken. Elastikus padlófelületek bevonatolására a Kiehl-Legnodor-Titan 2-komponensű állandó bevonatolószert ajánljuk.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. 1 adag = 15 ml.


A felhasználásra kész oldat elkészítése:

Az oldat mindig hideg vízzel készítenendő! Adagolás a táblázat szerint. Töltsünk 5 ml-t / 1% (alsó skálavonal) illetve 10 ml-t / 2% (középső skálavonal) az adagoló flakonból a habszóróflakonba, és töltsük fel vízzel a jelölésig, vagy használjunk megfelelő Kiehl-adagolórendszert.

Fertőtlenítő tisztítás:

A teljes felületet tisztítóoldattal benedvesítjük és tisztítótextiliával vagy tisztítógéppel szétdolgozzuk. Anyagszükséglet: 0,1 ml/m².

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a hatódó után alaposan ivóvízzel le kell öblíteni. Zsír- vagy fehérje alapú lerakódás esetén a megfelelő (hidegvíziből előállított) koncentrációban felvitt termék hatóideje lejártát követően végezzük el a padló tisztítást azzal a forró vízzel is, amit a gépi padló tisztító tankjába beletöltöttünk.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt mindig olvassák el a címkét és a termék leírást.
HU: OTH 32739-5/2021/JIF, PT 02, PT 04

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek < 5 %, lúgok, komplexképzők, biocidek.
pH-érték (koncentrátum): kb. 13

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 11

Hatóanyagok 100 g-ban:

6,9 g didecildimetilammónium-klorid (CAS: 7173-51-5).

Cikkszám	Kiszárlási egység (KE)	KE száma raklaponként
j3508h5	12 x 500 ml adagoló flakonok (kartonban)	90
j350808	3 x 2 L flakonok (kartonban)	130
j350805	2 x 5 L kannák (kartonban)	56

Desgoquat

Folyékony, aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, GHS09, Veszély. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Tartalmaz: Ethanolamine / Didecylidimonium Chloride (INCI)

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az ipari, intézményi és élelmiszeripari területen

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid levurocid	magas	1 %	100 ml/10 L	5 perc
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések				
EN13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid levurocid	magas	4 %	400 ml/10 L	5 perc
EN 16777 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	bizonyos vírusos fertőzések				

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid levurocid	magas	1 %	100 ml/10 L	5 perc
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések				
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat VAH által minősített alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez	baktericid levurocid	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	15 perc 30 perc
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések				
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid levurocid	alacsony	3 %	300 ml/10 L	5 perc
EN 16777 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	bizonyos vírusos fertőzések	alacsony			

Desgoquat

Folyékony, aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő	
orvosi terület					
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat VAH által minősített alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez	baktericid levurocid	magas	6 % 2 % 1 %	600 ml/10 L 200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 15 perc 30 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid levurocid	magas	3 % 1 %	300 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 60 perc
ipari, intézményi és élelmiszeripari terület					
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid levurocid	magas	1 %	100 ml/10 L	1 perc
	fungicid	alacsony	4 %	400 ml/10 L	60 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid	magas	4 % 3 % 2 %	400 ml/10 L 300 ml/10 L 200 ml/10 L	1 perc 2 perc 5 perc
	levurocid	magas	4 % 3 % 2 %	400 ml/10 L 300 ml/10 L 200 ml/10 L	5 perc 15 perc 30 perc
virucid					
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	virucid	magas	5 %	500 ml/10 L	60 perc
	Adenovirus	alacsony	3 %	300 ml/10 L	5 perc
		magas	5 %	500 ml/10 L	5 perc
	Murines Norovírus (MNV)	alacsony	2 %	200 ml/10 L	5 perc
		magas	2 %	200 ml/10 L	15 perc
	korlátozott spektrumú virucid aktivitás	alacsony	3 %	300 ml/10 L	5 perc
		magas	5 %	500 ml/10 L	15 perc
	bizonyos vírusos fertőzések`	magas	1 %	100 ml/10 L	5 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	virucid	alacsony	5 %	500 ml/10 L	30 perc
	korlátozott spektrumú virucid aktivitás	alacsony	5 %	500 ml/10 L	30 perc
	bizonyos vírusos fertőzések`	alacsony	4 % 3 % 2 %	400 ml/10 L 300 ml/10 L 200 ml/10 L	1 perc 5 perc 10 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de